


# PowerLoc<sup>\*</sup>


## SICHERHEITS-INFUSIONSSET

Das **PowerLoc<sup>\*</sup>** Sicherheits-Infusionsset ist das ideale Zubehör für den Zugang zum PowerPort<sup>\*</sup> Portimplantat. Diese Power-Kombination ermöglicht die Druckinjektion von Kontrastmitteln. Als Ergebnis ist bei CECT Scans das Gewebe deutlicher zu erkennen und dadurch ist es einfacher den Zustand des Patienten zu überwachen.

Eine Vielzahl von **PowerLoc<sup>\*</sup>** Sicherheit-Infusionsset Konfigurationen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich, um fortgesetzt einen Zugang zum PowerPort<sup>\*</sup> Portimplantat zu erhalten.

- Geringe Auflagefläche
- Verband kann leicht angebracht werden
- DEHP und Latex-frei
- Ultra Low Profile
- Geringerer Kraftaufwand für die Punktion als bei anderen Portnadeln
- wahlweise **mit** oder **ohne** Injektionsmöglichkeit
- Farbcodierte Flügel

PowerLoc <sup>*</sup> Sicherheits- Infusionsset mit Injektions- möglichkeit	[mm]	Bestell-Nr.	PZN-Nr.	Bestell-Nr.	PZN-Nr.	Bestell-Nr.	PZN-Nr.
		Nadel-Ø	19 G	20 G	22 G	Nadel-Ø	19 G
	19	<b>8671934</b>	1716686	<b>8672034</b>	1716775	<b>8672234</b>	1716864
	25	<b>8671910</b>	1716700	<b>8672010</b>	1716841	<b>8672210</b>	1716870
	38	<b>8671915</b>	1716769	<b>8672015</b>	1716858	<b>8672215</b>	1716887
		Max. Flussrate @ 300 psi		Min. Flussrate bei Schwerkraft		Max. Füllvolumen	
		[ml/s]		[ml/h]		[ml]	
	<b>19 G</b>	5	<b>19 G</b>	1680	<b>19 G</b>	0,4	
	<b>20 G</b>	5	<b>20 G</b>	960	<b>20 G</b>	0,4	
	<b>22 G</b>	2	<b>22 G</b>	312	<b>22 G</b>	0,4	

PowerLoc <sup>*</sup> Sicherheits- Infusionsset ohne Injektions- möglichkeit	[mm]	Bestell-Nr.	PZN-Nr.	Bestell-Nr.	PZN-Nr.	Bestell-Nr.	PZN-Nr.
		Nadel-Ø	19 G	20 G	22 G	Nadel-Ø	19 G
	19	<b>8651934</b>	1716893	<b>8652034</b>	1716953	<b>8652234</b>	1716999
	25	<b>8651910</b>	1716930	<b>8652010</b>	1716976	<b>8652210</b>	1717007
	38	<b>8651915</b>	1716947	<b>8652015</b>	1716982	<b>8652215</b>	1717013
		Max. Flussrate @ 300 psi		Min. Flussrate bei Schwerkraft		Max. Füllvolumen	
		[ml/s]		[ml/h]		[ml]	
	<b>19 G</b>	5	<b>19 G</b>	1680	<b>19 G</b>	0,3	
	<b>20 G</b>	5	<b>20 G</b>	960	<b>20 G</b>	0,3	
	<b>22 G</b>	2	<b>22 G</b>	312	<b>22 G</b>	0,3	

Verpackungseinheit: 20 Stück

### Druckinjektion:

- **PowerLoc<sup>\*</sup>** Sicherheits-Infusionsset – 300 psi (2,07 MPa), 19 Ga Nadel mit 5 ml/s



C. R. BARD GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe

TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100

BARD MEDICA S.A.

Seestraße 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich

TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70

BARD MEDICA S.A.

Thaliastraße 125a/1/5 • A-1160 Wien

TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30