

StatLock* *Universal Plus*

STABILISIERUNGSSYSTEM

„Naht-freie“ Stabilisierung von perkutanen Drainagekathetern



Entwickelt um:

- Katheterbewegungen einzuschränken und nahezu alle Kathetergrößen aufzunehmen.
- Komplikationen zu minimieren, die mit einer Nahtfixierung verbunden sind.
- Den Komfort und die Sicherheit für den Patienten zu erhöhen, durch den Wegfall der Notwendigkeit den Katheter mittels einer Naht zu sichern.
- Das Risiko einer Nadelstichverletzung für den Arzt zu reduzieren.¹

Bietet Lösungen, die den OSHA Empfehlungen für nahtfreie Fixierung folgen.¹

BAIRD

StatLock[®] Universal Plus Stabilisierungssystem

StatLock[®] Stabilisierungssystem Halterung

- Klemme des StatLock[®] Stabilisierungssystems zum Öffnen; wenn geschlossen, wird der Katheter gesichert; wenn geöffnet, kann der Katheter schrittweise zurückgezogen werden, ohne das Verankerungskissen zu ersetzen.
- Vielseitigkeit – passt für nahezu alle Kathetergrößen. Klein 6-8,5 F, mittel 10-12 F, groß 12-14 F und extra groß 14-16 F.



StatLock[®] Stabilisierungssystem Verankerungskissen

- Ermöglicht Sicht auf die Kathetereintrittsstelle.
- Einzigartiges alkohollösliches und damit hautschonendes Haftmittel.
- Latexfreies Schaumstoffmaterial mit Öffnungen für die Hautatmung.
- Kommt mit einem Hautschutz für eine verbesserte Haftung.

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stückzahl/Packung
VUPD68	StatLock [®] Universal Plus Stabilisierungssystem, klein (6-8,5 F)	25
VUPD1012	StatLock [®] Universal Plus Stabilisierungssystem, mittel (10-12 F)	25
VUPD1214	StatLock [®] Universal Plus Stabilisierungssystem, groß (12-14 F)	25
VUPD1416	StatLock [®] Universal Plus Stabilisierungssystem, extra groß (14-16 F)	25

StatLock[®] Produkte sind steril und latexfrei

1 OSHA Fact Sheet #7. Securing Medical Catheters. 2004

BARD

C. R. BARD GmbH
Wachhausstrasse 6
D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124
FAX: +49 721 9445-100

BARD MEDICA S.A.
Seestrasse 64
CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60
FAX: +41 44 722 53 70

www.bard.de
www.statlock.com

BARD MEDICA S.A.
Thaliastrasse 125a/1/5
A-1160 Wien
TEL: +43 1 49 49 130
FAX: +43 1 49 49 130-30