


MAGNUM® Biopsiesystem

MAGNUM® Biopsiesystem

- wiederverwendbares Biopsiegerät - bewährte Technologie
- Hochgeschwindigkeitssystem
- geringe Abmessungen und niedriges Gewicht
- Einschubtiefe 15 oder 22 mm wählbar
- vollständige Einhandbedienung
- Statusanzeige und automatisches Sicherungssystem



Bestell-Nr.	Typ
MG1522	MAGNUM® Biopsiesystem


Verpackungseinheit: 1 Stück

MAGNUM® Biopsiesystem

MAGNUM® Einmalnadeln



TRUGUIDE® Coaxialnadel für MAGNUM® Nadel



Typ MAGNUM® Einmalnadeln mit Abstandhalter				
Bestell-Nr.	Durchmesser [G]	[mm]	Länge [cm]	Farb-code
MN1210	12	2,8	10	
MN1213			13	
MN1216			16	
MN1220			20	
MN1410			14	2,1
MN1413	13			
MN1416	16			
MN1420	20			
MN1610	16	1,6		
MN1613			13	
MN1616			16	
MN1620			20	
MN1810			18	1,2
MN1813	13			
MN1816	16			
MN1820	20			
MN1825	25			
MN1830	30			
MN2010	20	0,95	10	
MN2013			13	
MN2016			16	
MN2020			20	

Verpackungseinheit: 10 Stück

Typ TRUGUIDE® Coaxialnadeln				
Bestell-Nr.	Durchmesser [G]	Länge [cm]	Farb-code	
C1210B	11	7		
C1213B		10		
C1216B		13		
C1410B	13	7		
C1413B		10		
C1416B		13		
C1610B	15	7		
C1613B		10		
C1616B		13		
C1620B		17		
C1810B	17	7		
C1813B		10		
C1816B		13		
C1820B		17		
C2010B	19	7		
C2013B		10		
C2016B		13		
C2020B		17		

Verpackungseinheit: 5 Stück



C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe

TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich

TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70

Bard Medica S.A.

Thaliastraße 125a/1/5 • A-1160 Wien

TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard, Magnum und TruGuide sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Copyright © 2010 C. R. Bard GmbH. All Rights Reserved. BR00058-D (08/2010) BCE